



Kit de blanchiment dentaire

5,0 (177)

39.90 €

- 1 +

Ajouter au panier

VISA Mastercard Apple Pay Google Pay

Description Informations complémentaires Avis (177)

- ✓ **Le seul kit de blanchiment des dents avec une garantie de satisfaction ou de remboursement.** Notre kit de blanchiment des dents est le seul sur le marché à vous offrir une garantie de satisfaction ou de remboursement, ce qui vous permet de l'utiliser en toute tranquillité. Nous croyons tellement en l'efficacité de notre produit que nous garantissons des résultats visibles dès la première utilisation, faute de quoi vous serez intégralement remboursé. Cette garantie reflète notre engagement à vous fournir un produit de haute qualité, efficace et sûr pour vos dents et vos gencives.
- ✓ **Kit de blanchiment des dents recommandé par les professionnels de la santé bucco-dentaire.** Notre kit de blanchiment des dents a été testé et recommandé par des dentistes, ce qui vous garantit une qualité et une sécurité optimales. Ce produit a été conçu pour offrir des résultats rapides et visibles dès la première utilisation, tout en restant parfaitement sûr pour vos dents et vos gencives.
- ✓ **Blanchiment visible en seulement 30 minutes.** Grâce à notre technologie avancée, vous pouvez obtenir une amélioration de 5 teintes en une seule séance de blanchiment de 30 minutes. Cette action rapide vous permet de retrouver un sourire éclatant de manière efficace et pratique, sans avoir besoin de vous rendre chez le dentiste. Vous pouvez désormais obtenir des résultats de qualité professionnelle dans le confort de votre domicile.
- ✓ **Des résultats sans avoir besoin d'une visite chez le dentiste.** Fini les rendez-vous interminables et les coûts élevés des visites chez le dentiste. Ce kit de blanchiment des dents est conçu pour vous offrir des résultats professionnels sans consultation médicale ni prescription. Vous réalisez des économies substantielles tout en conservant une hygiène dentaire irréprochable.
- ✓ **Élimine efficacement les taches et les décolorations.** Le kit de blanchiment des dents est capable d'éliminer efficacement les taches causées par le café, le thé, le vin rouge ou même le tabac. Les taches tenaces n'ont aucune chance face à notre formule exclusive, qui agit directement sur l'émail pour redonner à vos dents leur blancheur naturelle.
- ✓ **5 fois plus efficace que les produits concurrents.** Grâce à sa formule brevetée et à la technologie Power-LED, notre kit de blanchiment des dents est 5 fois plus efficace que les autres produits du marché. Sa lumière LED haute performance pénètre en profondeur pour éliminer les taches et vous donner un sourire éclatant en un temps record.
- ✓ **Conforme aux normes CE pour une sécurité maximale.** Notre kit de blanchiment des dents est certifié conforme aux normes CE, ce qui vous garantit un produit répondant aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées en Europe. Conçu pour être utilisé en toute confiance, il a été rigoureusement testé et approuvé par des professionnels de la santé, garantissant une efficacité sans compromis pour vos dents et vos gencives.
- ✓ **Minuterie intégrée pour une séance précise.** Pour garantir une utilisation sans faille, le kit de blanchiment des dents est équipé d'un minuteur intégré qui calcule avec précision l'heure d'une séance de 30 minutes. Cela garantit une utilisation optimale sans avoir à vérifier constamment l'heure. Il s'éteint automatiquement à la fin de chaque séance pour plus de commodité.
- ✓ **Blanchiment sans douleur et confortable.** Contrairement à de nombreux traitements qui peuvent provoquer une sensibilité ou une douleur, notre kit de blanchiment des dents est indolore. Il n'y a aucune gêne, même pour les personnes ayant des dents ou des gencives sensibles, ce qui vous permet d'utiliser ce produit sans craindre d'effets secondaires.
- ✓ **Technologie Power-LED pour des résultats optimaux.** Le secret de notre efficacité réside dans notre technologie Power-LED. Cette technologie de pointe amplifie l'action du gel blanchissant pour obtenir un blanchiment maximal, même dans les zones difficiles à atteindre. La lumière LED émet des faisceaux lumineux concentrés qui accélèrent l'action du gel pour des résultats plus rapides et plus visibles.
- ✓ **Facile à utiliser et pratique.** Le kit de blanchiment des dents est incroyablement facile à utiliser, même pour les débutants. Il suffit de suivre quelques étapes simples pour commencer une séance de blanchiment. Grâce à sa conception ergonomique, il s'adapte confortablement à la forme de votre bouche, garantissant une application uniforme du gel.
- ✓ **Kit prêt à l'emploi pour un maximum de 10 séances.** Chaque kit de blanchiment des dents contient suffisamment de gel pour 10 utilisations, ce qui vous permet de réaliser plusieurs séances de blanchiment avec une seule seringue. Le gel inclus est spécialement formulé pour maximiser les résultats sans nécessiter de produits supplémentaires.
- ✓ **Utilisation sans fil pour plus de commodité.** Pour encore plus de confort, ce kit de blanchiment des dents est sans fil, ce qui vous permet de l'utiliser librement, où que vous soyez. Vous pouvez vaquer à vos occupations quotidiennes pendant que le traitement fonctionne, sans être gêné par des câbles.
- ✓ **Aucune prescription n'est nécessaire.** Notre kit de blanchiment des dents est disponible sans ordonnance ni consultation médicale. Vous pouvez facilement l'acheter et l'utiliser sans consultation préalable, ce qui vous permet de bénéficier d'un traitement professionnel chez vous, à votre rythme.
- ✓ **Formule brevetée et exclusive sans peroxyde.** Le gel inclus dans notre kit de blanchiment des dents est formulé sans peroxyde, offrant une solution douce mais efficace pour blanchir vos dents sans risque d'irritation ou de sensibilité. Il s'agit d'une formule brevetée, non disponible dans le commerce, ce qui en fait un produit exclusif conçu pour offrir des résultats supérieurs à ceux des autres options disponibles sur le marché.

Instructions

- Se brosser les dents :** Avant chaque séance de blanchiment, il est essentiel de préparer correctement vos dents. Pour ce faire, commencez par vous brosser soigneusement les dents avec votre dentifrice habituel. Cela permet d'éliminer les débris alimentaires et la plaque dentaire qui pourraient nuire à l'efficacité du gel blanchissant. Veillez à brosser non seulement les surfaces visibles, mais aussi les espaces interdentaires et les gencives. Après le brossage, rincez-vous soigneusement la bouche à l'eau tiède pour éliminer tout résidu de dentifrice. Cette étape de nettoyage garantit que vos dents seront parfaitement propres et prêtes pour une application optimale du gel blanchissant.
- Nettoyer le kit de blanchiment :** Si le kit a déjà été utilisé, il est essentiel de le nettoyer correctement avant chaque réutilisation. Le nettoyage garantit non seulement l'hygiène, mais aussi l'efficacité du processus de blanchiment. Utilisez un chiffon propre et légèrement humide pour essuyer délicatement l'embout buccal et éliminer tout résidu de gel ou de salive. Veillez à nettoyer les rainures et les crêtes pour éviter toute accumulation susceptible d'altérer l'expérience de blanchiment. Une fois nettoyé, laissez l'embout sécher complètement à l'air libre avant de passer à l'étape suivante. Un embout buccal humide peut affecter la distribution du gel et la performance de la lumière LED.
- Connecter l'embout buccal à la lampe LED :** Une fois l'embout buccal propre et sec, insérez-le avec précaution dans le module Power-LED. Cette connexion est essentielle car la lumière LED activera le gel blanchissant et maximisera son efficacité. Veillez à ce que l'embout soit bien en place et ne bouge pas, afin que la lumière soit répartie uniformément sur toutes les zones de vos dents à blanchir. Un bon ajustement entre l'embout buccal et la lampe garantit des résultats optimaux.
- Appliquer le gel blanchissant :** Utilisez la seringue de gel blanchissant fournie pour remplir l'embout buccal. Il est recommandé d'appliquer environ 1/4 de la seringue de gel de chaque côté de la gouttière. Pour une application optimale, veillez à étaler le gel uniformément afin de couvrir les surfaces frontales des dents à blanchir. Veillez toutefois à ne pas appliquer le gel sur vos gencives, ce qui pourrait provoquer une légère irritation. Si nécessaire, utilisez un miroir pour vérifier que le gel est correctement placé sur les zones ciblées. Il est important de ne pas surcharger l'embout de gel afin d'éviter les débordements lors de l'utilisation.
- Placez l'embout dans votre bouche :** Une fois le gel correctement appliqué, insérez délicatement la gouttière dans votre bouche. Veillez à ce que l'embout soit bien positionné contre vos dents afin d'assurer une couverture complète des zones à traiter. Si le gel entre en contact avec vos gencives, retirez-le immédiatement et délicatement à l'aide d'un coton-tige ou d'un mouchoir en papier, afin d'éviter toute irritation potentielle. Prenez quelques secondes pour ajuster l'embout buccal afin qu'il soit confortable tout en assurant un bon contact avec vos dents pour un blanchiment homogène.
- Commencez la séance de blanchiment :** Une fois l'embout buccal en place et correctement ajusté, appuyez sur le bouton Start pour commencer la séance de blanchiment. La lumière LED s'active et commence immédiatement à interagir avec le gel blanchissant, accélérant ainsi le processus d'élimination des taches. La séance dure 30 minutes, pendant lesquelles vous pouvez vous détendre ou effectuer des activités légères, car l'appareil est sans fil et ne vous gêne pas. La lumière LED est spécifiquement calibrée pour offrir une puissance optimale, garantissant une efficacité maximale tout en étant douce pour les dents et les gencives. Pendant cette période, veillez à ne pas mordre ou bouger l'embout buccal afin de garantir un traitement uniforme.
- A la fin de la session :** Lorsque les 30 minutes sont écoulées, la lumière LED s'éteint automatiquement, marquant la fin de la séance de blanchiment. Retirez délicatement l'embout buccal de votre bouche, en veillant à ne pas renverser le gel restant. Rincez-vous soigneusement la bouche à l'eau tiède pour éliminer tout résidu de gel et vous assurer qu'il ne reste aucune trace du produit sur vos dents ou vos gencives. Enfin, nettoyez à nouveau l'embout buccal avec un chiffon humide ou de l'eau propre, et laissez-le sécher à l'air libre avant de le ranger pour la prochaine utilisation.

Questions fréquemment posées

- Le kit de blanchiment est-il sans danger pour mes dents et mes gencives ?** Oui, notre kit est conçu pour être totalement sûr. La formule du gel est douce et ne contient pas de peroxyde, ce qui vous permet de blanchir vos dents efficacement sans endommager l'émail ni irriter les gencives. Toutefois, il est important de suivre les instructions d'utilisation afin d'éviter un contact prolongé du gel avec les gencives.
- Combien de temps faut-il pour obtenir des résultats ?** Les premiers résultats sont visibles dès la première utilisation. En général, une amélioration de 5 teintes est obtenue après une séance de 30 minutes. Pour des résultats plus significatifs et un sourire encore plus blanc, il est recommandé de suivre plusieurs séances en fonction de la couleur initiale de vos dents.
- Combien de temps durent les résultats du blanchiment ?** Les résultats peuvent durer plusieurs mois, en fonction de vos habitudes alimentaires et d'hygiène bucco-dentaire. Pour maintenir la blancheur obtenue, il est conseillé de limiter la consommation de boissons telles que le café, le thé ou le vin rouge, et de suivre une bonne routine de nettoyage dentaire.
- Le kit de blanchiment peut-il être utilisé avec des couronnes ou des facettes ?** Le kit est conçu pour blanchir les dents naturelles et n'affecte pas les couronnes, les facettes ou autres restaurations dentaires. Si vous avez ce type de restaurations, elles ne changeront pas de couleur et peuvent différer de la teinte de vos dents naturelles après le blanchiment.
- Est-il nécessaire d'utiliser le kit de blanchiment régulièrement ?** Une utilisation régulière peut aider à maintenir la blancheur obtenue. Cependant, il n'est pas nécessaire d'utiliser le kit tous les jours. Suivez les recommandations du fabricant, qui propose souvent une ou deux séances par semaine pour maintenir les résultats après le traitement initial.
- Quel est le meilleur kit de blanchiment des dents ?** Le meilleur kit de blanchiment des dents est celui de Californian Smiles, car c'est le seul qui offre une garantie de satisfaction. Cela vous permet d'essayer le produit en toute confiance, sachant que vous pouvez vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait des résultats.

Informations complémentaires

- Code-barres (EAN) : 5056773801103
- Référence du produit (SKU) : CSTEETHWHITENINGKIT
- Fabricant : Californian Smiles LLC

Produits similaires



Masque LED
49.90 €



Brosse à dents électrique
29.90 €

Navigation

Mon compte
Suivi des commandes
Avis des clients
Inscription au programme d'affiliation
Tableau de bord de l'affilié
Contact
FAQ
Blog

Politiques

Conditions de vente
Politique de confidentialité
Conditions d'affiliation
Politique de retour
Politique de remboursement
Politique d'expédition
Mode de paiement
Clause de non-responsabilité

Contact

contact@californiansmiles.com